



## PROTOCOLLO OPERATIVO A SEGUITO DI POSITIVITÀ ALLA BRUCELLOSI

Al fine di poter valutare in modo esaustivo le positività alle prove ufficiali (SAR ed Fdc) riscontrate negli allevamenti bovini, ovini e caprini della Sardegna, occorre effettuare una serie di attività integrative rispetto a quelle già codificate nel suddetto Piano, che consistono nella ricerca dei principali batteri cross-reattivi quali *Yersinia enterocolitica* 0 9, *Escherichia coli* 0 15/ H7 e *Salmonella* O:30.

### NUMERO DEI CAMPIONI DI FECI DA PRELEVARE

(prevalenza di almeno il 20% - 95% di confidenza)

Capi presenti	Campione	Capi presenti	Campione
fino a 20	tutti	70 - 74	12
21	10	75 -80	12
22 -23	10	81-87	12
24	10	88-94	12
25 -26	10	95 -102	13
27	11	103 -112	13
28 -29	11	113 -123	13
30 -31	11	124-137	13
32 -33	11	138 -153	13
34 -35	11	154 -172	13
36 -37	11	173 -196	13
38 -39	11	197 -228	13
40 -42	11	229 -250	13
43 -44	12	251. -270	13
45 -47	12	271 -300	13
48 -50	12	301 -329	13
51 -53	12	330 -.419	13



54 -57	12	420 -569	13
58 60	12	570 -877	13
61 -65	12	878 -1856	13
66 -69	12	1857 in su	13

### MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

- Campionamento da ogni singolo soggetto selezionato direttamente dall'ampolla rettale in quantità di almeno 10 grammi;
- Utilizzo di contenitori di plastica sterili con tappo a chiusura ermetica;
- Identificazione del contenitore con la stessa matricola individuale del capo, che deve essere riportata anche nella scheda di accompagnamento;
- Conservazione e trasporto alla temperatura di refrigerazione (4-8° C°) fino al recapito presso le sedi accettanti dell'IZS (entro le 24-48 h dal prelievo);
- Compilazione della scheda di accompagnamento di seguito riportata.

